


Dodacia lehota do: 6 týždňov

ECOMED

si dovoľuje ponúknuť Vám:

**Automatický, Selektívny, Biochemický Analyzátor
YONA 300, firmy BIOCODE HYCEL**



Moderný analyzátor pracujúci selektívne (po pacientoch), vyznačujúci sa týmito parametrami a vlastnosťami :

Výkon	do 200 stanovení za hodinu (s ISE až 330)
Typy stanovení	end point, kinetika, biochromatia, turbidimetria
Teplota pri stanovovaní	37 °C
Optika	8 selektívnych filtrov, linearita : 1 až 2500 mA Rozlíšenie : 0,1 mA Optická hrúbka : 10mm
Reagencie	Až 33 reagencií : dva chladené stojany (20 reagencií), dva nechladené stojany s ďalšími 13 pozíciami a 14 pozíciami na štandardy a kontrolné vzorky + 2 ďalšie pozície pre diluenty
Vzorky	5 stojanov : 64 pozícií pre rutinu, 14 pozícií pre statimové vzorky. Možnosť použitia primárnych skúmaviek s max. rozmermi Ø 16x100mm
Objemy Minimálny reakčný objem : 300 µl	Vzorky : 3,0 až 99 µl (prírastok : 1 µl) Reagencie : 3,0 až 500 µl (prírastok 1 µl)
Kyvety	60 semi - dispozibilných kyviet s automatickým umývaním a kontinuálnym monitorovaním ich kvality pri 340 nm
Spotreba vody/1 test	2 ml
Rozmery (v x h x š)	42 x 65 x 100 cm
Hmotnosť	65 kg
Cena EUR bez DPH, vrátane riadiaceho PC	Na požiadanie

Analyzátor je riadený počítačom, ktorý musí spĺňať minimálne tieto požiadavky : Operačný systém : Windows XP

-CPU : Pentium III, 500 MHz	-Floppy disk
-Hard Disk : 20 GB	-Tlačiareň vhodná pre Windows
-RAM : 256 MB	- 2xRS 232
-CDROM	- 1x paralelný výstup

Ing. Martin FUCHSBERGER - riaditeľ fy ECOMED

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !

Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46

e-mail: ecomed@isternet.sk, www.ecomed.sk