

Dodacia lehota do: 4 týždňov

ECOMED*si dovoľuje ponúknuť Vám:***Drôtené stojančeky na centrifugačné skúmavky firmy**

E-2396-1515

Vhodný na skúmavky do priemeru 20 mm



E-2396-1550

Vhodný na skúmavky do priemeru 30 mm

Chemicky odolné, epoxydom potiahnuté drôtené stojančeky, vhodné na centrifugačné skúmavky. Sú samozrejme použiteľné aj na iné typy skúmaviek. Možno ich autoklávovať!

Drôtené stojančeky na skúmavky objemu 15 a 50 ml

KAT.ČÍSLO	NÁZOV	BALENIE (ks)	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
E-2396-1515	15 – miestny stojan na 15 ml skúmavky	1	Na požiadanie	Na požiadanie
E-2396-1550	8 – miestny stojan na 50 ml skúmavky	1	Na požiadanie	Na požiadanie

Rozmery (š x h x v) : 127 x 76 x 176 mm (15 ml stojan)
147 x 80 x 89 mm (50 ml stojan)

Ing. Martin Fuchsberger – **ECOMED**
riaditeľ

ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46 e-mail:
ecomed@isternet.sk, www.ecomed.sk