


Dodacia lehota do: 4 týždňov

ECOMED
si dovoľuje ponúknuť Vám:
Vysokokvalitné PCR – platničky firmy


ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

- Tieto platne sú vyrobené z najkvalitnejšieho polypropylénu
- Dôsledná kontrola kvality, ktorej sú podrobované, zabezpečuje rovnakú hrúbku stien. Tieto sú veľmi tenké, čo umožňuje rýchly a rovnomerný prestup tepla.
- Platničky sú kompatibilné s väčšinou termocyklovačov renomovaných výrobcov
- 96 – miestne platničky ponúkame aj v čiernom alebo bielom matnom prevedení
- Všetky platničky a ich uzávery majú certifikát, že sú RNase, DNase a DNA - free


0,2 ml PCR – platničky bez obruby, farba prirodzená

KAT.ČÍSLO	POPIS	MATRICA	BALENIE (ks)	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
S nízkym profilom					
E-1403-0200	96 – miestne platničky	P	20 platní	Na Požiadanie	Na Požiadanie
Štandardnej výšky					
E-1403-1200	96 – miestne platničky (12A)	P	10 platní	Na Požiadanie	Na Požiadanie
Tesniace uzávery (vrchnáky)					
E-1403-0000	Silikónové krycie platničky*	–	5 ks	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0800	8 – násobné strípy, vypuklé	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0900	8 – násobné strípy, ploché, opticky číre	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-1200	12 – násobné strípy, vypuklé	–	80 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie


Na špeciálnu požiadavku sú oba typy platničiek dostupné aj v čiernom alebo bielom, matnom prevedení



0,2 ml PCR – platničky bez obruby, so zvýšenými jamkami

KAT.ČÍSLO	POPIS	MATRICA	BALENIE	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
E-1403-2200	96 – miestne platničky (12H)	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
E-1403-3200	48 – miestne platničky (12H)	P	20 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
E-1403-4200	24 – miestne platničky (12H)	P	40 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
Tesniace uzávery (vrchnáky)					
E-1403-0000	Silikónové, autoklávovateľné	–	5 ks	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0800	8 – násobné strípy, vypuklé	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0900	8 – násobné strípy, ploché, čire	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-1200	12 – násobné strípy, vypuklé	–	80 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie


Na špeciálnu požiadavku sú oba typy platničiek dostupné aj v čiernom alebo bielom, matnom prevedení



0,2 ml PCR – platničky s vystupujúcimi okrajmi a polovičným lemom

KAT.ČÍSLO	POPIS	MATRICA	BALENIE	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
E-1403-8200	96 – jamková PCR platnička	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
Tesniace uzávery (vrchnáky)					
E-1403-0000	Silikónové, autoklávovateľné	–	5 ks	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1408-0000	8 – násobné strípy, vypuklé	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0900	8 – násobné strípy, ploché, čire	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-1200	12 – násobné strípy, vypuklé	–	80 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie

Na špeciálnu požiadavku sú oba typy platničiek dostupné aj v čiernom alebo bielom, matnom prevedení




0,2 ml PCR – platničky s plným okrajom a tenkými stenami

KAT.ČÍSLO	POPIS	FARBA	MATRICA	BALENIE	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
E-1403-5200	96 – jamkové PCR – platničky	Prirodz.	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
E-1403-5208	96 – jamkové PCR – platničky	Čierna	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
E-1403-5209	96 – jamkové PCR – platničky	Bielá	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
E-1403-5299	96 – jamkové PCR – platničky	MIX	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie

Tesniace uzávery (vrchnáky)

E-1403-0000	Silikónové, autoklávovateľné	–	–	5 ks	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0800	8 – násobné stripy, vypuklé	–	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0900	8 – násobné stripy, ploché, číre	–	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-1200	12 – násobné stripy, vypuklé	–	–	80 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie




0,2 ml PCR – platničky s polovičným okrajom

KAT.ČÍSLO	POPIS	FARBA	MATRICA	BALENIE (ks)	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
-----------	-------	-------	---------	--------------	-------------------	-----------------

S nízkym profilom

E-1403-6200	96 – násob. PCR – platničky (12H)	Prirodz.	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
KAT.ČÍSLO	POPIS	FARBA	MATRICA	BALENIE (ks)	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
E-1403-6208	96 – násob. PCR – platničky (12H)	Čierna	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
E-1403-6209	96 – násob. PCR – platničky (12H)	Biela	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
E-1403-7700 NOVINKA!	96 – násob. PCR – platničky pre rýchle systémy	–	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
Štandardnej výšky						
E-1402-9700	96 – násobné PCR platničky (12A)	Prirodz.	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
E-1402-9708	96 – násobné PCR platničky (12A)	Čierna	P	10 platničiek	NP	Dostupnosť
E-1402-9709	96 – násobné PCR platničky (12A)	Biela	P	10 platničiek	NP	Dostupnosť
E-1402-9800 NOVINKA!	96 – násobné PCR platničky s rovnými hranami	–	P	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
Tesniace uzávery (vrchnáky)						
KAT.ČÍSLO	POPIS	FARBA	MATRICA	BALENIE (ks)	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
E-1403-0000	Silikónové, autoklávovateľné	–	–	5 ks	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0800	8 – násobné stripy, vypuklé	–	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-0900	8 – násobné stripy, ploché, číre	–	–	125 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie
I-1400-1200	12 – násobné stripy, vypuklé	–	–	80 STR.	Na Požiadanie	Na Požiadanie

NP= Cena na požiadanie



384 jamkové PCR – platničky s okrajom; objem jamky : 40 μ l

KAT.ČÍSLO	POPIS	MATRICA	BALENIE (ks)	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
B-2323-3840	Farba prirodzená	M	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
B-2323-3841	Farba modrá	M	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
B-2323-3842	Farba zelená	M	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
B-2323-3844	Farba ružová	M	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
B-2323-3846	Farba žltá	M	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
B-2323-3848	Farba čierna	M	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie
B-2323-3849	Farba biela	M	10 platničiek	Na Požiadanie	Na Požiadanie



Pomôcka na rýchle uzatváranie platničiek vrchnákmi

KAT.ČÍSLO	POPIS	MATRICA	BALENIE (ks)	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
I-1442-5360	–	–	--	Na Požiadanie	Na Požiadanie

Ing. Martin Fuchsberger – E C O M E D
Riaditeľ

ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46 e-mail:
ecomед@isternet.sk, www.ecomed.sk