

Dodacia lehota do: 4 týždňov

**ECOMED**
*si dovoľuje ponúknuť Vám:*
**širokú škálu veľmi kvalitných ochranných rukavíc firmy**
**MICROFLEX®**  
 THE MOST TRUSTED NAME IN GLOVES®


Spofahlivé a veľmi kvalitné ochranné rukavice, vhodné pre celý rad aplikácií. Sme presvedčení, že vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam uspokojia Vaše potreby a očakávania.

### Nitrilové rukavice

KAT.ČÍSLO	NÁZOV	DOSTUPNÉ VEĽKOSTI	BALENIE (ks)	CENA, EUR bez DPH	CENA EUR s DPH
FFS – INT-#	<b>FreeForm SE</b> bez púdrov	XS,S,M,L,XL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie
FFS – EC-#	<b>FreeFormEC</b> bez púdrov vhodné na risk. práce	S,M,L,XL,XXL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie
SU – INT-#	<b>Supreno:</b> bez púdrov	XS,S,M,L,XL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie
SP – INT-#	<b>Supreno Plus:</b> bez púdrov, predĺžené, vhodné na risk. práce	S,M,L,XL	10x50	Na požiadanie	Na požiadanie
US – INT-#	<b>UltraSense:</b> bez púdrov tmavomodrá farba	XS,S,M,L,XL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie
USP – INT-#	<b>UltraSense plus:</b> bez púdrov tmavomodrá farba, predĺžená manžeta	XS,S,M,L,XL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie
TQ – INT-#	<b>Tranquility:</b> bez púdrov naturálna farba	XS,S,M,L,XL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie

### Latexové rukavice

DGP – INT-#	<b>Diamond Grip Plus</b> bez púdrov	XS,S,M,L,XL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie
MO – INT-#	<b>MicroOne</b> jemne púdrované	XS,S,M,L,XL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie
SYP – INT-#	<b>Synetron</b> bez púdrov	S,M,L,XL	10x50	Na požiadanie	Na požiadanie

### Chloroprénové rukavice










NPG – INT-#	<b>NeoPro</b> bez púdrov	XS,S,M,L,XL	10x100	Na požiadanie	Na požiadanie
-------------	--------------------------	-------------	--------	---------------	---------------

Pri objednávaní nahradzte, prosím, symbol # takto : XS = veľmi malé, S= malé, M= stredne veľké, L= veľké, XL= veľmi veľké, XXL= extra veľké

Všetky rukavice firmy MICROFLEX spĺňajú požiadavky normy ISO 11193-1. Navyše tieto rukavice spĺňajú aj ďalšie európske normy a smernice napr. 89/686/EEC, EN 374-2 a EN 374-3, EN 455 (časť 1 až 3) a 93/42/EEC, CE trieda 1

## Popis vlastností jednotlivých druhov

<u>NITRILOVÉ RUKAVICE</u>	<u>LATEXOVÉ RUKAVICE</u>	<u>CHLOROPRÉNOVÉ RUKAVICE</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• syntetická guma</li> <li>• odolné proti oleju</li> <li>• chráni proti toxickým chemikáliám, rozpúšťadlám a mnohým biohazardným agensom</li> <li>• 100 % bez latexu</li> <li>• vhodné pre alergikov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prírodná guma</li> <li>• vynikajúca pružnosť a naťahovateľnosť</li> <li>• veľmi pohodlné, výborná vláčnosť</li> <li>• vhodné na ochranu proti krvným patogénom a iným biohazardným látkam</li> <li>• nie sú vhodné pre alergikov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• technologicky vylepšená syntetická guma</li> <li>• až o 90% odolnejšie proti prepichnutiu ako latexové</li> <li>• vynikajúca odolnosť proti rôznym chemikáliám, oleju a ozónu</li> <li>• 100% bez latexu</li> <li>• vhodné pre alergikov</li> </ul>

Druh rukavíc	Materiál	Vnútro rukavíc	Vonkajšok rukavíc	Farba	Zápästná časť	Obsah bielkovín	Vhodnosť na rizikové práce
	NITRIL	Bez púdru	S textúrou prstov	Modrá	S lemom	--	NIE
	NITRIL	Bez púdru	S textúrou prstov	Modrá	Predĺžená s lemom	--	ÁNO
	NITRIL	Bez púdru	S textúrou prstov	Modrá	S lemom	--	NIE
	NITRIL	Bez púdru	S textúrou prstov	Modrá	Predĺžená s lemom	--	ÁNO
	NITRIL	Bez púdru	S textúrou prstov	Tmavo - modrá	Predĺžená	--	NIE
	LATEX	Bez púdru	Celý s textúrou	Prírodná	S lemom	Max 50 mg/g	NIE
	LATEX	Jemne púdrované	Hladký	Prírodná	S lemom	Max 150 mg/g	NIE
	LATEX	Bez púdru	Celý s textúrou	Prírodná	Predĺžená s lemom	Max 50 mg/g	ÁNO
	CHLOROPRÉN	Bez púdru	S textúrou prstov	Prírodná	S lemom	--	NIE

Všetky rukavice MICROFLEX sú vyrábané v súlade s normou ISO 13485, sú nesterilné, vhodné rovnako na obe ruky. Sú určené na jednorázové použitie. **Ing. Martin Fuchsberger – E C O M E D**

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46 e-mail: [ecomed@isternet.sk](mailto:ecomed@isternet.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**