



Dodacia lehota do: 4 týždňov

**ECOMED**
*si dovoľuje ponúknuť Vám:*
**vysokokvalitné mikrocentrifugačné skúmavky **Tube One®****
**firmy**

**1. Skúmavky TubeOne®**


KAT.ČÍSLO	OBJEM (ml)	FARBA	BALENIE (ks)	STERILITA	CENA, EURO (bez DPH)	CENA, EURO (s DPH)
S-1605-0000	0,5	NATURÁL	5x200	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1605-0099	0,5	RÔZNA*	5x200	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1615-5500	1,5	NATURÁL	500	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1615-5550	1,5	NATURÁL	5x100	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1615-5510	1,5	NATURÁL	5x100	ÁNO	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1615-5599	1,5	RÔZNA*	5x100	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1620-2700	2,0	NATURÁL	500	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1620-2799	2,0	RÔZNA*	5x100	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie


**Mikroskúmavky TubeOne sa vyznačujú viacerými výbornými až unikátnymi vlastnosťami :**

- vrchnáky tesnia spoľahlivo tak počas varu, ako aj pri zmrazení, no napriek tomu sa potom otvárajú ľahko,
- sú veľmi číre a dobre popisovateľné,
- sú vyrobené z autoklárovateľného PP, spoľahlivo znesú pretiaženie 20000xg, aj viac,
- majú certifikát, že sú RNase, DNase a pyrogén – free.

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46 e-mail:**
[ecomed@isternet.sk](mailto:ecomed@isternet.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)

## 2. Skúmavky TubeOne® SuperLock


KAT.ČÍSLO	OBJEM (ml)	FARBA	BALENIE (ks)	STERILITA	CENA, EURO (bez DPH)	CENA, EURO (s DPH)
E-1405-5100	0,5	NATURÁL	1000	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
I-1415-5100	1,5	NATURÁL	5x100	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
E-1420-5100	2,0	NATURÁL	500	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
E-1420-5108	2,0	RÔZNA*	5x100	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
E-1420-5110	2,0	NATURÁL**	250	ÁNO	Na požiadanie	Na požiadanie

\*Balenie so skúmavkami rôznej farby obsahuje po 100 ks skúmaviek týchto farieb : modrá, zelená, červená, fialová a žltá.

\*\*Balené jednotlivo

Skúmavky s k.č. začínajúcim „E“ majú garantované preťaženie 17 000 xg, s k.č. „S“ až 20 000 xg!

## 3. Skúmavky TubeOne® CrystalClear



Tieto skúmavky sú vyrobené z úplne číreho polypropylénu, čo zaručuje vynikajúcu priehľadnosť. Vyznačujú sa ďalej týmito vlastnosťami :

- ultrahladkým dnom
- tenkou membránou vo vrchnáku
- dobrou popisovateľnosťou
- preťažiteľnosťou 14 000 až 20 000 xg

Aj tieto skúmavky majú certifikát, že sú RNase, DNase a pyrogén free!

KAT.ČÍSLO	OBJEM (ml)	FARBA	BALENIE (ks)	STERILITA	CENA, EURO (bez DPH)	CENA, EURO (s DPH)
E-1405-0600	0,6	NATURÁL	2x500	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
E-1405-0610	0,6	NATURÁL	5x100	ÁNO	Na požiadanie	Na požiadanie
E-1415-1500	1,5	NATURÁL	500	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
E-1415-1510	1,5	NATURÁL	5x50	ÁNO	Na požiadanie	Na požiadanie
E-1420-2000	2,0	NATURÁL	500	NIE	Na požiadanie	Na požiadanie
E-1420-2010	2,0	NATURÁL	5x50	ÁNO	Na požiadanie	Na požiadanie

Poznámka: V dôsledku sterilizácie sú sterilné skúmavky o niečo menej priehľadné.

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46 e-mail:**

[ecomed@isternet.sk](mailto:ecomed@isternet.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)