

Dodacia lehota do: 4 týždňov

ECOMED
si dovoľuje ponúknuť Vám:
Unikátne pipetovacie špičky typu RPT (Repel Polymer Technology)

TipONE RPT, balené systémom REFILL

Kat. Číslo	Názov výrobku	Balenie (ks)	CENA, EURO (bez DPH)	CENA, EURO (s DPH)
S-1161-3700	10 µl : graduované*	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1160-3700	0,1 - 10 µl : predĺžené, graduované**	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1161-1700	1-200 µl : s úkosom na konci	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1161-1720	101-1250 µl (XL), graduované	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie

*Graduácia (ryska) pri : 2,5 µl a 10 µl

**Graduácia (ryska) pri : 10 µl

TipONE RPT, v stojančekoch s filtrom, sterilné

Kat. Číslo	Názov výrobku	Balenie (ks)	CENA, EUR (bez DPH)	CENA, EUR (s DPH)
S-1180-3810	10 µl : predĺžené, graduované*	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1180-1810	20 µl, s úkosom na konci	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1180-1840	100 µl, s úkosom na konci	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1180-8810	200 µl, graduované**	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1182-1830	1000 µl	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie

*Graduácia (ryska) pri : 10 µl

**Graduácia (ryska) pri : 50, 100 a 200 µl

TipONE RPT v stojančekoch

Kat. Číslo	Názov výrobku	Balenie (ks)	CENA, EURO (bez DPH)	CENA, EURO (s DPH)
S-1160-3800	10 µl : predĺžené, graduované*	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1161-1800	200 µl : s úkosom na konci	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie
S-1161-1820	101-1250 µl (XL), graduované	10x96	Na požiadanie	Na požiadanie

*Graduácia (ryska) na objeme 10 µl.

Tieto unikátne pipetovacie špičky, vyrobené z panenského polypropylénu (PP) a s novou technológiou, sa vyznačujú veľkou odpudivosťou voči kvapalinám. V dôsledku tejto vlastnosti neostáva na ich povrchu po napipetovaní prakticky žiadna kvapalina. Tieto pipetovacie špičky sú autoklávoateľné, apyrogénne, RNase, DNase a DNA – free !

KLASICKÁ PIPET. ŠPIČKA

ŠPIČKA TipONE RPT


ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! Tel.: 041/ 500 67 44-5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46 e-mail:

ecomed@isternet.sk, www.ecomed.sk