

Dodacia lehota do: 4 týždňov

ECOMED*si dovoľuje ponúknuť Vám:***VORTEX s INFRADETEKTOROM firmy**Vortex N2400-0001
"WIZARD"

Princíp detekcie skúmavky infradetektorom

Tento jednoduchý vortex s regulovateľnou intenzitou vibrácií má jeden revolučný prvok – detektor prítomnosti skúmavky. Akonáhle tento detektor zaregistruje skúmavku, plošina vortexu začne kmitať. Intenzitu kmitov možno nastavovať a vortex môže pracovať aj v kontinuálnom režime.

FREKVENCIA KMITANIA	0 až 3000 kmitov/min
PRÍKON	30W
NAPÁJANIE	230V/50Hz
HMOTNOSŤ	2,4 kg
REGULÁCIA FREKVENCIE KMITANIA	analógová
KONTROLA KMITANIA	elektronická
PRACOVNÉ MÓDY	-spínaný senzorom, -kontinuálny
MAXIMÁLNA ZÁŤAŽ	0,5 kg
ELEKTRONICKÁ OCHRANA	IP 42
TEPLOTA OKOLIA (PRACOVNÉHO)	+5 °C až +40 °C
ROZMERY(š x v x h)	180 x 220 x 70 mm

Kryt vortexu je pokrytý epoxidovou vrstvou s prísadou zinku, ktorá zabezpečuje výbornú odolnosť voči rôznym chemikáliám i mechanickému poškodeniu a korózií. Vortex má tri nožičky, ktoré výborne absorbujú vibrácie, zabezpečujú protišmykovosť a stabilitu.

Nástavce vortexu „WIZARD“ firmy STARLAB



N-2400-1001



N-2400-1002



N-2400-1003



N-2400-1004



N-2400-1005



N-2400-1006

KAT.ČÍSLO	POPIS	BALENIE	CENA, EUR bez DPH	CENA, EUR s DPH
N-2400-0001	Vortex Starlab Wizard	1	Na požiadanie	Na požiadanie
PRÍSLUŠENSTVO K VORTEXU				
N-2400-1001	Penová násada pre mikroskúmavky 19x1,5 ml	1	Na požiadanie	Na požiadanie
N-2400-1002	Penová násada pre skúmavky 5x15 ml(Ø=16 mm)	1	Na požiadanie	Na požiadanie
N-2400-1003	Penová násada pre skúmavky 4x50 ml(Ø=29 mm)	1	Na požiadanie	Na požiadanie
N-2400-1004	Penová násada pre mikrotitračné platničky	1	Na požiadanie	Na požiadanie
N-2400-1005	Univerzálna penová násada(Ø=50 mm)	1	Na požiadanie	Na požiadanie
N-2400-1006	Násada, ktorú si môže zákazník upraviť	1	Na požiadanie	Na požiadanie

Ing. Martin Fuchsberger – **E C O M E D**
riaditeľ

ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46 e-mail:
ecomed@isternet.sk, www.ecomed.sk